

BK-Medent

Porcelain Mixing Plates/ Brushes/ Instruments/ Build-up Sets/ Brush Sets/ Accessories

English · 中國語 · 日本語



BK-Medent

Porcelain Auto-Mixing Plate / 牙科陶材板 / 齒科陶材(ポーセリン)パレット



Ez-Master[®] B-007



■ Contents

- Container
- Lid
- Porous Ceramic Base (3 pcs)
- Absorption Paper (30 sheets)
- Special Filter (6 sheets)
- Working papers
- Instructions



Porcelain Auto-Mixing Plate / 牙科陶材板 / 齒科陶材(ポーセリン)パレット



■ Features

- Ez-Master[®] will save your time & materials.
- Ez-Master[®] will make your dental porcelain work much better and easier.
- System of Porous Ceramic Base, Absorption Paper and Special Filter will reduce the mixing time for porcelain work because the system absorbs rapidly distilled water or modeling liquid and keep the moisture.
Ez-Master[®] will make the automatic mixing as soon as the porcelain powder is applied on the Special Filter.
- Special Filter which is thin micro porous filter controls the appropriate amount of modeling liquid from the Porous Ceramic Base and Absorption Paper so that the porcelain powder can be mixed with the most suitable condition for build-up and the mixed porcelain powder will be moisturized continuously.
- Ez-Master[®] will be very effective for all dental ceramists, from beginners to masters.

- 是在牙科技工所进行陶材工作时被使用的自动陶材板。将陶材粉往上一放，水分就自动被混合，可大大节约工作时间及陶材粉的消耗。并且其配有盖子，可防止灰尘等污染，盖上盖子时，自动混合而成的陶材粉可持续适当量的水分(最少维持2个月的水分)。
- 因陶材粉蕴含正适当量的水分，可维持陶材工作的最佳的状态。

- 齒科技工所での陶材作業時に使用される自動陶材パレットで、陶材パウダーをのせると水分が自動的にミキシングされ作業時間及び陶材パウダーが非常に節約できるし、蓋があるので陶材作業後の埃等の汚染を防止するし又、蓋をすれば自動混合された陶材パウダーが適正な水分を続けて維持する。(最少2ヶ月間水分維持)
- 陶材パウダーが非常に適当な水分のみを含んでいる為、陶材作業の最適な状態を維持する。

■ Refills for Ez-Master[®] & Ez-Single[®]



Special Filter(10 sheets)

B-SF

Features

- Special Filter do not allow the debris from the mixing plate due to glossy and smooth surface.
- Special Filter is not easily torn and can be reusable with washing under running water



Absorption Paper
(50 sheets)

B-AP

Features

- Excellent moisture absorption

Porcelain Auto-Mixing Plate / 牙科陶材板 / 齒科陶材(ポーセリン)パレット



Ez-Single[®] B-008



■ Features

- Ez-Single[®] will save your time & materials.
- Ez-Single[®] will make your dental porcelain work much better and easier.
- Ez-Single[®] will be more effective for beginners or students.

■ Contents

- Container
- Lid
- Porous Ceramic Base (1 pc)
- Absorption Paper (10 sheets)
- Special Filter (2 sheets)
- Working papers
- Instructions

Porcelain Mixing Plate / 牙科陶材板 / 齒科陶材(ポーセリン)パレット



R-Mixing Plate B-009



■ Features

- R-Mixing Plate is properly designed as a semicircle for your porcelain work and protect from evaporation and contamination with its lid.
- R-Mixing Plate can be used with opaque, intra stain or extra stain.

■ Contents

- Container
- Lid
- Glass plate
- Working papers



- 作为在牙科技工所进行陶材工作时被使用的陶材板，恰好设计成为大的半圆型的玻璃板和适应于内部Stain的槽的产品。
- 由于使用高强度的强化玻璃，刮痕少且坚固。

- 齒科技工所での陶材作業時に使用される陶材パレットであり、広い半円のガラス板と内部ステインができるホームに非常によくデザインされた製品である。
- 強度が高い強化ガラスを使用している為、スクラッチが少なく堅固である。

Porcelain Build-up Ball Brush W #8


W: Wood handle

B-200 (#8)



- Made of Kolinsky sable bristles with an African rosewood handle
- Moisture can be removed easily with the balls

Porcelain Build-up Brushes W #8, #6, #4, #3, #2, #0, #00



Features

- BK-Medent brushes are properly designed for porcelain work.
- BK-Medent brushes are made of special Kolinsky sable bristles with African rosewood handle. The rosewood handle will be more glossy and used longer.
- BK-Medent brushes hold steady moisture and have a strong brush point with excellent flexibility for your delicate porcelain work.

- 笔头由天然貂毛精制而成具有力气，并可利用尖锐的毛笔尖 Build-up 极微量的陶材粉。由于毛和笔杆之间含有 Ball，因此利用其笔尖调节水分使之聚集，并易于维持均衡。
- 非洲 RoseWood 的 BK-Medent 笔杆吸收手中的汗，利于防止工作时的滑溜现象。
- 盖上铝盖子，既可维持笔尖，也可防止笔毛被弄脏。


- 天然テンの毛で作られている為、力があって鋭い手先を利用しごく微量の陶材パウダーまで Build-up できるし、筆の毛と柄の間にボールが入っているので水分を筆先で調節してまとめる為バランス取りが容易である。
- アフリカローズウッドイン BK-Medent ブラシ柄は手の汗を吸収するので作業時の滑りを防止する。
- アルミニウム製の蓋がある為、筆先を維持し筆毛の汚れを防ぐ




- Made of Kolinsky sable bristles with an African rosewood handle

Porcelain Build-up Brushes A #8, #6, #4, #3, #2, #0, #00

A: Aluminum handle



- Made of Kolinsky sable bristles with an African rosewood and an aluminum cap



Porcelain Opaque Brush W & A

W: Wood handle
A: Aluminum handle



- Made of artificial bristles with an African rosewood handle

B-260 (#4)



- Made of artificial bristles with an African rosewood and an aluminum cap

B-261 (#4)

• 由于笔尖整齐柔软，涂Opaque液时可均匀涂抹。

• 筆先が一律的で柔かいのでOpaque液を塗る時にもれなく塗ることができる。



Artificial Porcelain Build-up Brushes



B-263Y (#8)



B-264Y (#6)



B-265Y (#4)

- Made of artificial bristles with African rosewood handle



Porcelain Stain Brush Set **B-171**



Contents
Brush holder (B-170)
Brush tips #2 (B-170a), #0 (B-170b), #00 (B-170c)



• 由#2, #0, #00的3种tip构成，并可以将3个tip随意地插入于1个笔杆使用，对于Stain 笔杆和3种类的tip，可以另外订购。

• #2, #0, #00の3tipで構成され、一つの柄に3つのチップを自由に差込んで使用できるし、Stain 筆管と3種類のtipは別途注文が可能である。

Refills



B-170



B-170a (#2)



B-170b (#0)




B-170c (#00)

- Made of Kolinsky sable bristles



Porcelain Mixing Stick

B-110



- 将陶材粉分出来或将陶材粉和专用液混合时使用。
- 由于采用强化玻璃，比一般玻璃其强度优秀。

- 陶材パウダーを分ける場合や陶材パウダー専用液を混ぜる場合に使用する。
- 強化ガラスで普通のガラスより強度が高い。



Opaque Painting Stick

B-120





Features

- Can be used precisely, quickly and easily
- Can work opaque painting uniformly

- 和毛笔相比更可均匀地涂抹 Opaque 溶液。
- 由于采用强化玻璃，比一般玻璃其强度优秀。

- Opaque 溶液を筆よりもっと均一にもれなく塗られる。
- 強化ガラスで普通のガラスより強度が高い。





Porcelain Blade Set B-145



Contents

Blade (B-141), Blade Holder(B-140 or B-150)

- 以尖锐的 Blade，易于进行陶材的 Cut-back 工作。
- 共由3种类的极具弹性的6个刃构成。
- 根据技工师的爱好，可在笔杆粗且有重量感的A型的Holder或轻的B型之间选择其一，关于各 Holder 和 Blade可以另外订购。

- 鋭利で鋭い Bladeで、陶材の Cut-back 作業が容易である。
- 弾力性が非常に良い3種類の刃が全部6個で構成されている。
- 技工士の好みによって柄は太くて重さのあるAタイプのフォルダか軽いBタイプの中、選択が可能であり、各フォルダとブレードは別途購入が可能である。


Porcelain Blade Holders & Blade



B-140



B-150



B-141




Features

- Three types of shape for ceramist's preference
- Designed properly to cut-back sharply
- Excellent elasticity



Porcelain Carving



B-160

Features

- Can be used it when you complete porcelain build-up work
- 由于使用尖锐的 Blade，易于进行陶材的 Cut-back 工作。
- 利用后端的槽，易于 Build-up 结尾工作。
- 鋭利で鋭い手先を使用して Cut-back 作業が容易である。
- 後ろ先のホームを利用し Build-up 作業の仕上げに容易である。

Porcelain Powder Scoop Set **B-510**





B-510A



B-510B

Features

- Metric scoops for dental cement, resin and porcelain powder
- Can be used for precise and clean measuring with its smooth inside



- 可调节陶材粉的准确的数量。
- 共有4个相异的 Scoop，可选择需要的陶材粉的量进行调节。
- 陶材粉由 Scoop 的内部干净地挤出。

- 陶材パウダーの正確な量の調節が可能である。
- 總4つの互いに異なる Scoop がある為、好きな陶材パウダーの量を選択し調節できる。
- 陶材パウダーが Scoop の内部からきれいに出て来る。

BK-Medent's Brush Set is properly consisted of BK-Medent's brushes and instruments for porcelain work.

Brush Full Set W B-515

W: Wood handle



Contents

- Porcelain build-up brushes W #8, #6, #4, #3, #2, #0, #00
- Porcelain opaque brush W #4
- Synthetic leather case

Brush Half Set W B-516




Contents

- Porcelain build-up brushes W #6, #4, #2, #0
- Porcelain opaque brush W #4
- Synthetic leather case

- 由用于陶材工作的 Build-up 毛笔 7种类 (#8, #6, #4, #3, #2, #0, #00) 及 毛笔4种类 (#6, #4, #2, #0) 和一个 Opaque 毛笔构成。
- 由保护毛笔的人造皮并列构成, 保护其产品并易于保管。

Brush Full Set A B-415

A: Aluminum handle



Brush Half Set A B-416

Contents

- Porcelain build-up brushes A #6, #4, #2, #0
- Porcelain opaque brush A #4
- Synthetic leather case



Contents

- Porcelain build-up brushes A #8, #6, #4, #3, #2, #0, #00
- Porcelain opaque brush A #4
- Synthetic leather case



B-211 (#8)

B-221 (#6)

B-231 (#4)

B-233 (#3)

B-241 (#2)

B-251 (#0)

B-256 (#00)

B-261 (#4)

Porcelain Build-up Full Set W B-611

W: Wood handle

B-220(#6)

B-250(#0)

B-260(#4)

B-140

B-150

B-160

B-120

B-110


Contents

- Porcelain build-up brushes W #6, #0
- Porcelain opaque brush W #4
- Porcelain mixing stick
- Opaque painting stick
- Porcelain blade
- Porcelain blade holder (B-140)
- Porcelain blade holder (B-150)
- Porcelain carving
- Synthetic leather case



Porcelain Build-up Half Set W B-612

W: Wood handle




Contents

- Porcelain build-up brushes W #4, #00
- Porcelain mixing stick
- Porcelain blade
- Porcelain blade holder (B-140)
- Porcelain carving
- Synthetic leather case



Porcelain Build-up Full Set A B-711

A: Aluminum handle




Contents

- Porcelain build-up brushes A #6, #0
- Porcelain opaque brush A #4
- Porcelain mixing stick
- Opaque painting stick
- Porcelain blade
- Porcelain blade holder (B-140)
- Porcelain blade holder (B-150)
- Porcelain carving
- Synthetic leather case

- 由陶材工作时所需的刷子和工具适当地构成。
- 含有由天然貂毛精制而成的 Build-up brush #6, Stain brush #0 及 Build-up brush #4, Stain brush #00 和 Opaque brush。
- 含有可进行极尖锐的 Cut-back 作业的 Porcelain blade (6组), 两个 Holder 和 Porcelain Carving, 由强化玻璃制作而成的 Mixing stick, Opaque stick。

Porcelain Build-up Half Set A B-712

A: Aluminum handle



B-141

- 陶材作業に必要なブラシと器具が適切に構成されている。
- 天然のテン毛で制作された Build-up brush #6, Stain brush #0 及び Build-up brush #4, Stain brush #00 と Opaque brush が含まれている。
- 非常に鋭利な Cut-back 作業が可能な Porcelain blade (6組), 二つのフォルダと Porcelain Carving, 強化ガラスで制作された Mixing stick, Opaque stick が含まれている。

Contents

- Porcelain build-up brushes A #4, #00
- Porcelain mixing stick
- Porcelain blade
- Porcelain blade holder (B-140)
- Porcelain carving
- Synthetic leather case

BK-Medent's Build-Up Set is properly consisted of a variety of BK-Medent's instruments for porcelain work.

Special Ceramic Separator

Ceramic Separator

B-320



B-310



- Apply them after applying die hardener on the model
- Can separate easily and completely from model

- 先将Die hardener 涂抹于模型后使用。
- 将由陶材粉制作的Ceramic 易于从模型彻底分离。
- 分离剂的末端以两种形式使用。
- 笔尖为柔软并聚集的Tip型，易于使用在狭窄的缝隙或弯曲面。

- Die hardenerを先ず模型に塗布した後に使用する。
- 陶材パウダーで作業されたセラミックスを模型から簡単に完璧に分離可能である。
- 分離剤の先が二つタイプである為、使用が容易である。
- 手先が柔かくまとめられるTip型にできているので狭い隙間や曲面での使用が容易である。

Diamond Polishing Paste B-350 (5g)



Features

- High-gloss, lustrous finish on porcelain and composites
- Save chair and lab time
- High viscosity for easy handling

- 进行陶材结束作业时，利于使用于陶材的光泽处理，且使其在更短的时间内发出光泽。

- 陶材作業の仕上げの時に陶材の光沢処理に有用し、より短い時間に光沢作業ができる。

Ceramic Pins with Tray for Laminate (unit : set)



B-820

Contents

- 10 Zirconia pins with a tray

Features


- Refractory pins for laminate and porcelain jacket crown work
- Will not produce an oxide
- Reusable

- 由10个Ceramic Pin和1个tray构成。
- 可使用于Laminate或 Porcelain Jacket Crown 作业。
- 以耐火模型用Ceramic PIN, 坚固又耐久性高, 可以再使用。
- Ceramic Pin B-830P, Zirconia Pins 可另外订购, Zirconia Pin 更硬且坚固。

- 10個のセラミックスピンと1つのtrayで構成されている。
- LaminateやPorcelain Jacket Crown 作業に利用できる。
- 耐火模型用のセラミックスピンである為、堅固で耐久性が高いし再使用が可能である。
- セラミックスピンは B-830P, Zirconia Pinsで別途購入が可能である。

Ceramic Firing Tray R (unit : set)

B-810



Contents

- Two trays with 15 pins

Features

- Longer use
- Not easily breaking due to high mechanical strength

- 由两各Tray和15个针所构成。
- Tray可在1350℃ 以上使用, 针在1500℃ 也不会被氧化。Pin (15 pins) 可另外订购。

- 2つのTrayと15個のピンで構成されている。
- Trayは1350℃ 以上でも使用が可能であるし、ピンは1500℃でも酸化されない。Pin (15 pins)は別途購入が可能である。

B-830P



Contents

- Zirconia pins(5EA)

Display Tray A, B, C


Tray A **B-1001**



Tray B **B-1002**



Tray C **B-1003**





www.bkmedent.com



#408, Gumdan Techno Valley, 777-58, Gumdan-dong, Buk-gu, Daegu, Korea

Tel : +82-53-384-3635 Fax : +82-53-384-3634

E-mail : bkmedent@hanmail.net / bk@bkmedent.com